



2 Compartiments indépendants

Traçabilité du cycle, des températures et de l'utilisation

Léger, portable et rapide

100% à sec

Pas de risque de contamination

Nouveau décongélateur. ZipThaw™

Voici le premier et le seul appareil véritablement à sec, portable et rapide. Associé au ZipSleeve™ pochette de protection réutilisable de nombreuses fois, celle-ci est équipée d'une puce indiquant la température.

Chaque PFC est décongelé uniformément à la température optimale, assurant précision, sécurité, hygiène et traçabilité grâce au Lecteur code-barres.

L'appareil dispose de deux compartiments qui fonctionnent indépendamment.

ZipThaw a la certification FDA, le marquage CE, la certification ISO et la liste UL pour la décongélation du PFC. et du plasma congelé dans les 24 heures suivant la phlébotomie (FP24).



~~AVERTISSEMENT : Les cellules congelées doivent être décongelées dans la poche de PFC et des données~~
~~doivent être enregistrées immédiatement après la décongélation.~~

[Cliquez ici pour télécharger le 200US/EN/16/01](#)